


T)) Connect

Connect. Scan. Run.



Tuttnauer réinvente
votre centre de
stérilisation



Tuttnauer

Maintenance corrective

La capacité de se préparer au mieux aux problèmes de maintenance des appareils



L'appareil envoie des données de défaillance




Données collectées dans le cloud et envoyées au tableau de bord



Les cas de défaillance sont examinés par le prestataire de services





Résolution des problèmes de base



Praticien



Assistance technique



Maintenance prévisionnelle

Aperçu de la maintenance des appareils à l'aide de l'apprentissage automatique



L'appareil envoie des données de défaillance



Données comparées à des modèles d'apprentissage automatique pour prévoir toute défaillance



Les cas de défaillance potentiels sont examinés par le prestataire de services




À quoi servira T-Connect ?

Connectez les appareils de votre centre de stérilisation et consultez toutes les données des appareils en temps réel et à distance.

T-Connect est une solution IoT basée sur le cloud pour votre centre de stérilisation. Elle est conçue sur la base d'une connectivité unique des appareils, offrant aux cliniques une intelligence des données en temps réel, accessible de n'importe où, n'importe quand, de manière sécurisée. Une solution intelligente conçue pour améliorer votre réussite et votre gestion d'entreprise. Les appareils sont connectés via le Wi-Fi ou un boîtier passerelle fourni.

Le fait de savoir où et quels sont les problèmes techniques vous permet d'avoir un service accéléré, vous faisant économiser temps et argent.



T-Connect Innovation réinvente les solutions de stérilisation grâce à l'intelligence logicielle

Développer un éco-système de stérilisation plus efficace




L'information en un clic Réseau de cliniques

- ★ Surveillance à distance des centres de stérilisation des cabinets médicaux
- ★ Base de données unifiée et complète de toutes les activités liées aux appareils de stérilisation



Réduction considérable des coûts et gains d'efficacité inégalés Cliniques

- ★ Une visibilité intégrale de l'appareil de stérilisation en un clic
- ★ Élimine le besoin d'imprimer : solution écologique
- ★ Temps de réaction plus court et réduction du temps d'arrêt des appareils
- ★ Assistance à distance par le fournisseur de services
- ★ Améliore la gestion du cabinet grâce au stockage et à l'analyse des données



Fournir le meilleur service client Fournisseur de services

- ★ Transparence inégalée des appareils connectés
- ★ Accès à distance pour les mises à jour
- ★ Des diagnostics techniques apparents en tant qu'outil de maintenance prévisionnelle
- ★ Des visites d'entretien rapides et planifiées

Direction marketing et
ventes internationales
E-mail : info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
BP 7191, 4800 GD Breda
Pays-Bas
Tél : +31 765 423 510
Fax : +31 765 423 540
E-mail : info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.
345 Oser Avenue
Hauppauge, NY 11788
Tél : +800 624 5836, +631 737 4850
Fax : +631 737 0720
E-mail : info@tuttnauerUSA.com

Distribué par :



Apprenez de nos experts
Consultez notre blog tuttnauer.com/blog

