

Tuttnauer Dental

95 ANNÉES d'expérience
au service de votre cabinet



Produits de qualité ◆ Excellence professionnelle ◆ Services fiables ◆ Solutions de gain de temps

Une solution complète de retraitement des instruments pour les cabinets soucieux du bien-être de leurs patients.

Une solution intelligente personnalisée selon les besoins de stérilisation de votre cabinet, avec une automatisation maximale et des délais et des coûts minimaux.

Une puissante combinaison de meilleures pratiques et de technologie.






Du contrôle de l'infection au retraitement intelligent

Le centre de stérilisation adaptable doté d'un nettoyage intelligent

Nous vous guidons tout au long du processus de préparation des instruments.





Trempage & lavage

Nettoyage de l'équipement contaminé

Lors de l'emballage de l'équipement

Emballage & scellement

Maintien de la stérilité et prévention de la recontamination

Traitement & stérilisation

Autoclaves robustes

Documentation & traçabilité

Assurance qualité pour les cabinets modernes

Indicateurs de contrôle des infections

Un traitement de qualité durant toutes les étapes de retraitement

Solution haut de gamme Tuttnauer pour cabinet dentaire

Démarrer

Trempage & lavage



Bac à ultrasons



Ce nettoyeur silencieux et extrêmement efficace utilise les ondes sonores pour débarrasser les instruments des dépôts solides.



Emballage & scellement



Soudeuse



Pour une stérilisation efficace, durable et de qualité jusqu'à l'utilisation suivante des instruments.





TIVA2 Laveur-désinfecteur



Simplifiez-vous la tâche et protégez vos patients et votre personnel.

Automatisez votre processus, abandonnez le nettoyage manuel

- Fonctionnement et surveillance pratiques et totalement automatisés
- Documentation de l'évaluation de la qualité, traçabilité et transparence
- Des douzaines de programmes disponibles



Pour des informations sur notre gamme complète de modèles, consultez notre site Web ou scannez ce code QR



Traitement & stérilisation



T-Edge 10 Autoclave



Efficacité maximale. Coût minimal.

- Stérilisation totalement automatisée en un clic
- Conception élégante, résultats d'excellente qualité, encombrement réduit
- Interface simple à utiliser
- Conformité aux normes internationales strictes
- Commande et surveillance à distance*

Ensemble complet d'indicateurs

Détails sur la page suivante >>

Nettoyage de la chambre


Détails sur la page suivante >>

Maintenance hebdomadaire de la chambre.



Distillateur

Suffisamment compact pour une installation sur paillasse ; suffisamment intelligent pour distiller l'eau utilisée pour la stérilisation.



Documentation & traçabilité

- Ensemble complet d'outils d'évaluation de la qualité
- Traçabilité et documentation en ligne
- Indicateurs chimiques et biologiques
- Recevez les codes-barres avec les données de stérilisation (y compris la date d'expiration).

**Capacités de surveillance à distance disponibles très bientôt. Une mise à niveau gratuite sera proposée dans les conditions indiquées par l'entreprise.

Tuttnauer – Votre partenaire pour le contrôle des infections

Nous proposons des gammes complètes d'indicateurs pour garantir hygiène, lavage, désinfection, traitement et stérilisation approfondis.

Gain de temps : indicateurs classiques rapides et super rapides et extrêmement efficaces

Performances fiables : pour la sécurité de votre équipe et de vos patients

Facile à utiliser : simple à mettre en œuvre, à lire et à enregistrer

Matériaux non toxiques : protection de l'environnement et de votre personnel

Durée de vie étendue : réduction des déchets et des dépenses inutiles

Conforme aux normes : norme des systèmes de management de la qualité ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016, accordée par l'organisme de certification international DNV



Indicateurs biologiques



VAPEUR
WTL198-0058



VAPEUR
WTL198-0067



INCUBATEUR À
FLUORESCENCE
WTL198-0057



VAPEUR
WTL198-0056



INCUBATEUR
PLZ198-0005

Lecture super rapide et ultra rapide à fluorescence

Lecture classique en 24 heures

Indicateurs chimiques



WTL198-0161



WTL198-0053



WTL198-0055



WTL198-0068

Kit Helix +
intégrateurs
Prion de type

Bande d'indicateur
chimique pour
vapeur

Indicateur
chimique pour
vapeur

Indicateur
chimique pour
vapeur

Indicateurs de lavage & désinfection



WTL198-0062



WTL198-0061



WTL198-0065



WTL198-0063

Indicateurs chimiques de type 2

Tuttnauer propose un vaste choix de produits de contrôle de l'infection, notamment des kits de conformité aux réglementations et de validation de la qualité du retraitement en cabinet dentaire.



WTL198-0159

Kit de bandes de test de simulation Helix-PCD + Bowie-Dick

- Pour la surveillance des stérilisateurs à vapeur et à vide
- Validation du nettoyage des corps creux en stérilisateurs de petite et grande taille à vapeur et à vide
- Conditions : cycle Bowie-Dick, 3,5 minutes à 134 °C



WTL198-0158

Indicateur chimique de kit de test Bowie-Dick

- Pour détecter toute insuffisance au niveau de l'élimination de l'air et de la pénétration de la vapeur
- Kit de test pour stérilisateurs à vapeur et vide
- Conditions : 16,9 min à 121 °C ; 4 min à 132 °C ; 3,5 min à 134 °C

Surveillance économique et fiable de l'autoclave avant et pendant les cycles de stérilisation

Nettoyez et faites briller la chambre de votre autoclave grâce à nos produits d'entretien

Chamber Brite

Comprimés sans dépôt pour nettoyer et faire briller la chambre de votre autoclave.

Pour les autoclaves de classe S & N



Chamber Clean

Comprimés faciles à utiliser pour nettoyer et faire briller la chambre de votre T-Edge.

Pour les autoclaves T-Edge de classe B



Confiez le contrôle des infections de votre cabinet dentaire à une société leader sur le marché depuis 95 ans

Des leaders mondiaux renommés dans les solutions de contrôle de l'infection, possédant plus de

95 ans
d'expérience

Des produits distribués dans les cabinets médicaux, hôpitaux et instituts de recherche de plus de

140
pays

Ventes et marketing international
E-mail : info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Pays-Bas
Tél : +31 765 423 510
Fax : +31 765 423 540
E-mail : info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tél : +800 624 5836, +631 737 4850
Fax : +631 737 0720
E-mail : info@tuttnauerUSA.com

Distribué par :